


Discovery Kit

Kit découverte des fraises MEISINGER



FM001
Discovery Kit

	Référence	Diamètre	Forme	Type	Tige	Bague/granulo ou denture	Utilisation
Discovery Kit	MF001	-	-	-	-	-	-
	801G	016	Fraise boule	Diamant	314/ Turbine	Verte - grosse	Soin
	856H	018	Fraise congés	Diamant	314/ Turbine	Noire – très grosse	Prépa couronne
	B850	018	Fraise congés	Diamant + black Cobra	314/ Turbine	Black Cobra – très grosse	Prépa couronne
	HM1SQ	016	Fraise boule col fin	Carbure de tungstène	204/ Contre- angle	Bleue - moyenne	Excavation
	HM4CXL	014	Cylindrique bout rond	Transmétal Carbure de Tungstène	314/ Turbine	Noire & Orange – coupe diamant	Coupe couronne, métaux non- précieux – facette céramique

Meisinger France

☎ 04 26 78 74 83

✉ commande@meisinger.fr

Meisinger
since
1888