

Endo Access Bur Kit

Visibilité optimale lors de vos soins endodontiques

Améliorez votre visibilité lors de vos soins endodontiques grâce au Kit MEISINGER Endo Access. Ce kit complet de fraises MEISINGER Endo Access a été créé pour un accès sûr au canal radiculaire. Contrairement à des fraises «traditionnelles» qui obstruent le champ de vision, ces fraises disposent d'un col long et fin, permettant une excellente visibilité de la zone de travail. Ces fraises uniques permettent au praticien un retrait sûr et aisé de triangles dentinaires et évasent le canal pour un accès droit optimal dans le canal radiculaire. Grâce à leur design particulièrement stable, les fraises Endo Access ont une excellente concentricité, ne vibrent pas et sont faites pour éviter la création de chaleur et de débris, contrairement aux ultrasons. Enfin, les bagues de couleurs sur la tige permettent enfin une sélection rapide de l'instrument.



ENDO2
Endo Access Bur Kit

Résumé

- Excellente visibilité de la zone de travail
- Accès sûr et simple pour les soins endodontiques
- Kit de fraises pré-sélectionnées pour travail sur différents matériaux dentaires
- Grande durée de vie de la tête en carbure de tungstène
- Peu de production de chaleur et de débris
- Code couleur pour une sélection rapide de l'instrument
- Disponibles en longueurs de cols de 31 mm et 34 mm















Meisinger France

☎ 04 26 78 74 83

✉ commande@meisinger.fr

Meisinger
since
1888

Endo Access Bur Kit

	Ref.	Tige	Taille mm	Vitesse max. reco.	Pièces / Kit
	ENDO2	-	-	-	1
	HM191A	RA L (205)	005	500-800 min⁻¹ / 2.000 min⁻¹	1
	HM191A	RA L (205)	006	500-800 min⁻¹ / 2.000 min⁻¹	1
	HM191A	RA L (205)	008	500-800 min⁻¹ / 2.000 min⁻¹	1
	HM191A	RA L (205)	010	500-800 min⁻¹ / 2.000 min⁻¹	1
	HM191A	RA L (205)	012	500-800 min⁻¹ / 2.000 min⁻¹	1
	HM191A	RA L (205)	014	500-800 min⁻¹ / 2.000 min⁻¹	1
	HM191A	RA L (205)	018	500-800 min⁻¹ / 2.000 min⁻¹	1
	HM191A	RA XL (206)	005	500-800 min⁻¹ / 2.000 min⁻¹	1
	HM191A	RA XL (206)	006	500-800 min⁻¹ / 2.000 min⁻¹	1
	HM191A	RA XL (206)	008	500-800 min⁻¹ / 2.000 min⁻¹	1
	HM191A	RA XL (206)	010	500-800 min⁻¹ / 2.000 min⁻¹	1
	HM191A	RA XL (206)	012	500-800 min⁻¹ / 2.000 min⁻¹	1
	HM191A	RA XL (206)	014	500-800 min⁻¹ / 2.000 min⁻¹	1

Meisinger since 1888

Meisinger France

92 cours Lafayette (Mamaworks), CS 53515 69489 Lyon Cedex 3

Tél.: 04 26 78 74 83

commande@meisinger.fr • www.meisinger.fr

Hager & Meisinger GmbH

Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Allemagne

Phone: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222

info@meisinger.de • www.meisinger.de