

Punch Basic Kit

Kit de poinçons de biopsie pour prélèvements de tissus mous

Le Punch Basic Kit contient cinq diamètres différents de poinçons pour prélèvements de tissus mous. Ces poinçons sont aussi utiles lors de mise en charge immédiate d'implants, pour le prélèvement de muqueuse dans le cadre de la gestion des tissus mous ou encore lors de biopsies pour découvrir la gencive après implantation. Les Punchs de biopsies permettent de créer une surface de découpe propre et permettent de très peu traumatiser les tissus environnant.



7140
Punch Basic Kit

Meisinger France

☎ 04 26 78 74 83

✉ commande@meisinger.fr


Meisinger
since
1888



Punch Basic Kit

En résumé


- Kit de 5 diamètres de Punch différents
- Prélèvements de tissus mous simples et sûrs


Poinçons de biopsie



Ref.	225	225	225	225	225
Tige ¹	204	204	204	204	204
Taille ²	030	040	050	060	070
Longueur mm	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
	3.7	4.7	5.7	6.7	7.7

¹ 204=RA ² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm

 Diamètre interne

 Diamètre externe

Meisinger since 1888

Meisinger France

92 cours Lafayette (Mamaworks), CS 53515 69489 Lyon Cedex 3

Tél.: 04 26 78 74 83

commande@meisinger.fr • www.meisinger.fr

Hager & Meisinger GmbH

Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Allemagne

Phone: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222

info@meisinger.de • www.meisinger.de