


Surgical Kit

Sélection d'instruments manuels pour la chirurgie orale

Le Surgical Kit fournit une sélection des instruments manuels les plus importants en chirurgie orale et représente donc la base de toutes les procédures chirurgicales.



BCS00
Surgical Kit

Résumé

- Sélection d'instruments manuels essentiels pour toutes procédures de chirurgie orale

Meisinger France

☎ 04 26 78 74 83

✉ commande@meisinger.fr

Meisinger
since
1888

Surgical Kit



Ref.	HI301	HI302	HI303	HI304	HI305*	HI306	HI307
Nom	Micro-ciseaux courbés	Porte-aiguille droit	Micro-chirurgie, forceps, droit	Micro-chirurgie, forceps, courbé	Porte-scalpel	Periotome	Lime périodontale Hirschfeld
Longueur mm	174.0	180.0	180.0	180.0	150.0	176.0	176.0

* Pour lames de scalpel de taille : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16



Ref.	HI308	HI309	HI310	HI311	HI312	HI313
Nom	Raspatoire fine, coupant	Raspatoire coupant/émoussé	Micro Chisel	Canule d'aspiration 3.0 mm	Porte-miroir	Cuiller Lukas coupante
Longueur mm	185.5	185.5	180.0	166.0	126.0	173.0

Meisinger since 1888

Meisinger France

92 cours Lafayette (Mamaworks), CS 53515 69489 Lyon Cedex 3

Tél.: 04 26 78 74 83

commande@meisinger.fr • www.meisinger.fr

Hager & Meisinger GmbH

Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Allemagne

Phone: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222

info@meisinger.de • www.meisinger.de