


Surgical Kits 3 & 4

Fraises de chirurgie en carbure de tungstène

Les Surgical Kits 3 et 4 contiennent des fraises en carbure de tungstène coniques de tailles et de dentures variées, qui permettent un grand nombre d'utilisations. Les fraises à os du Surgical Kit 3 sont particulièrement efficaces et possèdent une tige longue pour une visibilité optimale de la zone de travail. Ils possèdent aussi un embout pointu pour une utilisation sûre dans l'os. Les instruments du Surgical Kit 4 possèdent quant à eux un angle de torsion spécifique et leurs parties travaillantes particulièrement fines permettent aussi une visibilité optimale de la zone de travail pour le praticien.



Résumé

- Kits prêt-à-l'emploi de fraises de chirurgie en carbure de tungstène
- Tiges longues (Surgical Kit 3) ou très fines (Surgical Kit 4) pour une visibilité optimale

Meisinger France

☎ 04 26 78 74 83

✉ commande@meisinger.fr

Meisinger
since
1888

Surgical Kits 3 & 4

Surgical Kit 3

Ases en carbure de tungstène

Ref.	HM151	HM161	HM162	HM162SX	HM254LE	HM408M
Tige ¹	316	316	316	314	314	316
Taille ²	016	018	016	014	012	016
Longueur mm	10.0	10.5	10.5	8.0	6.0	9.5
Δ	-	-	-	-	-	-
□	1.6	1.8	1.6	1.4	1.2	1.6

¹ 314=FG, 316=FG XL

² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm

Δ Diamètre minimum

□ Diamètre externe

Surgical Kit 4

Ases en carbure de tungstène

Ref.	HM162A	HM162SL	HM163A	HM166A	HM254	HM408M
Tige ¹	104	104	104	104	104	104
Taille ²	016	014	014	021	012	016
Longueur mm	9.3	8.0	5.0	10.5	6.0	9.6
Δ	-	-	-	-	-	-
□	1.6	1.4	1.4	2.1	1.2	1.6

¹ 104=HP

² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm

Δ Diamètre minimum

□ Diamètre externe

Meisinger
since
1888

Meisinger France

92 cours Lafayette (Mamaworks), CS 53515 69489 Lyon Cedex 3

Tél.: 04 26 78 74 83

commande@meisinger.fr • www.meisinger.fr

Hager & Meisinger GmbH

Hansemanstr. 10 • 41468 Neuss • Allemagne

Phone: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222

info@meisinger.de • www.meisinger.de