

# TOUTES LES MEMBRANES MEISINGER

## POUR LA RÉGÉNÉRATION TISSULAIRE ORALE

Catalogue Bone  
Management®  
Disponible  
séparément

La bonne membrane pour chaque indication

Le catalogue MEISINGER offre un large choix de membranes de haute qualité, afin de toujours avoir le produit le plus approprié pour chaque situation. Que vous ayez besoin de membranes résorbables en collagène naturel d'origine bovine ou porcine, ou de membranes non résorbables en PTFE haute densité, armées ou non. Les membranes MEISINGER et BOTISS sont vos alliées lors de vos augmentations osseuses - de la préservation de la cavité à l'augmentation tridimensionnelle de la crête.



### En résumé

- Un large choix de membranes de haute qualité
- Membranes résorbables en collagène naturel
- Membranes non résorbables en PTFE haute densité
- La bonne membrane pour chaque situation

Notre équipe commerciale se fera un plaisir de  
répondre à vos questions : 04 26 78 74 83

*Meisinger*  
since  
1888

# La bonne membrane pour chaque indication

REF		MBC...	MPC...	B68...	B60...	B80...	MDP..	MTI150...	MTI250...
Type de membrane		Tendon d'achille bovin	Pericarde porcine	Pericarde porcine	Derme porcine	dPTFE 100% synthétique	dPTFE	dPTFE + Renforcement en titane	dPTFE + Renforcement en titane
Resorbabilité	Resorbable	X	X	X	X				
	Non-resorbable					X	X	X	X
Temps de résorption		26-38 semaines	Environ 26 semaines	3 - 6 mois	3 - 6 mois				
Epaisseur		0.3 mm	0.15 mm	0.05 à 0.35 mm	0.4 mm	0.08 mm	0.2 mm	0.15 mm	0.25 mm
Hydratation nécessaire ?		oui	oui	oui	oui	non	non	non	non
Les deux côtés de la membrane sont-ils identiques ?		oui	oui	oui	oui	oui	non (Placement du côté texturé contre le tissu mou)	non (Placement du côté texturé contre le tissu mou)	non (Placement du côté texturé contre le tissu mou)
Fermeture primaire de la plaie requise ?		oui	oui	oui	oui	non	non	non	non
Découpage possible ?		oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui (sans toucher les renforts Titane)	oui (sans toucher les renforts Titane)
Taille disponible		15x20 mm 20x30 mm 30x40 mm	13x25 mm 15x20 mm 20x30 mm 30x40 mm	15x20 mm 20x30 mm 30x40 mm	15x20 mm 20x30 mm 30x40 mm	15x20 mm 20x30 mm 30x40 mm	12x24 mm 25x30 mm	Différentes formes	Différentes formes
Fixation	Pins	X	X	X	X	X	X	X	X
	Suture	X	X	X	X	X	X	X	X
	Vis	-	-	-	-	X	X	X	X
Zone d'application	Implantologie	X	X	X	X	X	X	X	X
	Parodontologie	X	X	X	X	X	X	X	X
	Soulevé de sinus	X	X	X	X	-	-	-	-
	Défaut de chirurgie	X	X	X	X	X	X	X	X
	ROG	X	X	X	X	X	X	X	X
	RTG	X	X	X	X	X	X	X	X
Spécificités		Plus rigide	Fine et solide	Résistance à la déchirure et à la traction	Résistance à la déchirure et à la traction	Très fine	Spécifique pour les comblements alvéolaires	Spécifique pour les augmentations verticales et horizontales	Spécifique pour les augmentations verticales et horizontales